



MASQUE GRAND PUBLIC À USAGE NON SANITAIRE

Catégorie 1 selon Norme
AFNOR, test RP/20-3496/DGA
MNRBC/2000305/NP



DESCRIPTION

Composé de trois couches de textile avec des bandes élastiques, traité anti-gouttes et antibactérien, lavable et réutilisable.

Filtration garantie jusqu'à 10 lavages

Lavable à 60°.

Repassez à 150° après lavage pour réactiver l'effet anti gouttes.

Ne pas sécher en machine.

Produit en Europe.

Fabriqué conformément à la norme **OEKO-TEX®**.

COMPOSITION

3 couches dont 2 couches 100% coton imperméable, 1 couche adhésif 100% polyester.
Fabriqué conformément à la norme OEKO-TEX®.

TRAITEMENT

Le tissu en coton de la couche externe est traité avec 4 agents imperméables : AQUAGUARD, AQUAEST, AQUASLIDE, HYGROS 100 et 1 agent antibactérien T99 - 19 de Sanitized®.

AQUAGUARD est inclus dans la liste des produits chimiques approuvés par le GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS).

AQUAGUARD est une macroémulsion silicone réactive formulée pour conférer une hydrofugation aux tissus, laissant douceur et respirabilité totale.

En traitant les tissus avec AQUAGUARD, l'hydrofugation est stable jusqu'à 10 lavages (selon la composition des fibres), à la fois dans l'eau et à sec (perchlorine).

Sanitized® T99 - 19 de Sanitized® est un agent antimicrobien. Il est utilisé dans les textiles pour un contact direct permanent avec la peau humaine.

SÉCURITÉ ET TEST

Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.

La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Laver le masque avant le premier usage

Temps de port maximum : **4 heures**

Après usage, isoler le masque dans un sac plastique ou dans un sac réutilisable lavable.

Dans le cas d'un sac réutilisable, penser à retirer le masque du sac avant lavage et laver le tout à **60° pendant 30 minutes minimum.**



RECOMMANDATION DE MANIPULATION DES MASQUES

- ✓ Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon
- ✓ Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage
- ✓ Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher ; chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon
- ✓ Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique
- ✓ Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon

LE MASQUE NE REMPLACE PAS LES GESTES BARRIÈRES POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DE VIRUS

Distance physique de 1 mètre



Se laver
très régulièrement
les mains



Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter



Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades